	化学式	M	$ ho/{ m g/mL}$	<i>MP</i> /°C	<i>BP</i> /°C	溶解度	安全性
氢氧化钠	NaOH	40	2.13	318	1390	易溶(水)	强碱性、腐蚀性
锌粉	Zn	65	7.14	419	907	/	/
二苯甲酮	$\mathrm{C}_{13}\mathrm{H}_{10}\mathrm{O}$	182	1.11	47-51	305	可溶 (醇、醚)	刺激性、易燃
乙醇	$\mathrm{C_2H_5OH}$	46	0.789	-114	78	混溶	挥发性、易燃
盐酸	HCl	36.5	/	-27	48	易溶(水)	强酸性、挥发性
石油醚	/	/	/	/	/	易溶(有机)	刺激性、有毒、易燃
硼氢化钠	${ m NaBH_4}$	37.83	1.07	400	500	易溶 (极性)	强碱性、刺激性
甲醇	$\mathrm{CH_{3}OH}$	32	0.791	-97.8	64.8	易溶(水、有机)	挥发性、有毒、易燃
二苯甲醇	$\mathrm{C}_{13}\mathrm{H}_{12}\mathrm{O}$	184	1.10	65-67	297-298	不溶(水)	刺激性

表 1: 实验药品理化数据